

F/T 比前立腺特異抗原		2172500		
F/T PSA		担当部署		
検査オーダー		外注		
患者同意に関する要求事項	特記事項なし			
オーダー手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*1.頻用→		
	2	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→腫瘍マーカー・内分泌→		
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報	特記事項なし			
検査受付時間	8 : 15 ~ 16 : 00			
検体採取・搬送・保存				
患者の事前準備事項	特記事項なし			
検体採取の特別なタイミング	特記事項なし			
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1	全血	10 青	分離剤	8 mL
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
検体搬送条件	室温			
検体受入不可基準	1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物 4)粘性のある検体			
保管検体の保存期間	検査委託先で 2 週間			
検査結果・報告				

検査室の所在地		株式会社 BML 総合研究所 350-1101 川越市的場 1361-1				
測定時間		1～3 日				
生物学的基準範囲		設定根拠については外注検査室に問合せ				
臨床判断値		設定根拠については外注検査室に問合せ				
基準値					単位	%
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
26.1						
パニック値	高値	設定なし				
	低値	設定なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		外注項目の為省略				