

|                   |     |                                                               |     |        |    |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----|
| 蛋白分画              |     |                                                               |     | 333500 |    |
|                   |     |                                                               |     | 担当部署   |    |
| TP ブンカ            |     |                                                               |     | 一般     |    |
| <b>検査オーダー</b>     |     |                                                               |     |        |    |
| 患者同意に関する要求事項      |     | 特記事項なし                                                        |     |        |    |
| オーダーリング手順         | 1   | 電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→生化学→                                      |     |        |    |
|                   | 2   |                                                               |     |        |    |
|                   | 3   |                                                               |     |        |    |
|                   | 4   |                                                               |     |        |    |
|                   | 5   |                                                               |     |        |    |
| 検査に影響する臨床情報       |     | 特記事項なし                                                        |     |        |    |
| 検査受付時間            |     | 8 : 15 ~ 16 : 00                                              |     |        |    |
| <b>検体採取・搬送・保存</b> |     |                                                               |     |        |    |
| 患者の事前準備事項         |     | 該当なし                                                          |     |        |    |
| 検体採取の特別なタイミング     |     | 特記事項なし                                                        |     |        |    |
| 検体の種類             |     | 採取管名                                                          | 内容物 | 採取量    | 単位 |
| 1                 | 全血  | 10 青                                                          | 分離剤 | 8      | mL |
| 2                 | 他材料 | 10 青                                                          | 分離剤 | 1      | mL |
| 3                 |     |                                                               |     |        |    |
| 4                 |     |                                                               |     |        |    |
| 5                 |     |                                                               |     |        |    |
| 6                 |     |                                                               |     |        |    |
| 7                 |     |                                                               |     |        |    |
| 8                 |     |                                                               |     |        |    |
| 検体搬送条件            |     | 室温                                                            |     |        |    |
| 検体受入不可基準          |     | 1) 採取容器違いの検体<br>2) バーコードラベルの貼られていない検体<br>3) 量不足<br>4) 粘性のある検体 |     |        |    |
| 保管検体の保存期間         |     | 2℃から8℃冷蔵保存 14 日（追加検査については検査室に要問合せ）                            |     |        |    |
| <b>検査結果・報告</b>    |     |                                                               |     |        |    |

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 検査室の所在地  |      | 病院棟 3 階 中央検査部                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| 測定時間     |      | 1～7 日                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| 生物学的基準範囲 |      | Alb : 54.8%～65.4%<br>α1 : 2.3%～3.8%<br>α2 : 5.0%～8.9%<br>β : 9.0%～14.6%<br>γ : 13.2%～23.9%<br>EX 一般 211 : 「クイックジェル SP 血清蛋白分画測定操作法」                                                                                                                            |      |      |      |
| 臨床判断値    |      | 該当なし                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
| 基準値      |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 単位   | %    |
| 共通低値     | 共通高値 | 男性低値                                                                                                                                                                                                                                                          | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 |
| 設定なし     | 設定なし | 設定なし                                                                                                                                                                                                                                                          | 設定なし | 設定なし | 設定なし |
| パニック値    | 高値   | 該当なし                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
|          | 低値   | 該当なし                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |
| 生理的変動要因  |      | 特記事項なし                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |
| 臨床的意義    |      | アルブミン、α1、α2、β、γ 分画に分類され、アルブミンと γ 分画以外の α1、α2、β 分画はそれぞれ多数の蛋白成分から構成されている。これらの蛋白成分の易動度は、膜の種類や泳動条件によってかなりの変動があるが、一定の条件で行えば、泳動パターンと分画比は各種の病態に特徴的な変化を示す場合があり、また特異な泳動像（M タンパク）から重要な情報が得られるために、血清タンパク異常のスクリーニングとして不可欠な検査である。<br>EX 一般 212「臨床検査法提要改訂第 31 版 : 481.1998」 |      |      |      |