

ヘモグロビン[便]		94000		
F-Hb		担当部署		
		一般		
検査オーダー				
患者同意に関する要求事項		特記事項なし		
オーダー手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*5.尿・便・その他→		
	2	電子カルテ→指示①→検査→*11.外来持ち帰り検査→		
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		痔などの一時的な出血で陽性となる。 上部消化管出血は検出されにくい。(ヘモグロビンが変性するため)		
検査受付時間		8:15~16:00		
検体採取・搬送・保存				
患者の事前準備事項		便を専用容器に採取する (先端のみぞに埋まるぐらい)		
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1 便	17便ヘモ	検体抽出液	10	mg
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
検体搬送条件		室温		
検体受入不可基準		1) 採取容器違いの検体 2) バーコードラベルの貼られていない検体 3) 室温で8日以上 4) 採便量過多、過少		
保管検体の保存期間		室温保存で7日間		

検査結果・報告						
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部				
測定時間		外来診察前 60 分				
生物学的基準範囲		100ng/mL 未満				
臨床判断値		該当なし				
基準値					単位	ng/mL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
0	100	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	該当なし				
	低値	該当なし				
生理的変動要因		月経血の混入				
臨床的意義		消化管の潰瘍、腫瘍、炎症、感染症等による出血を確認する上で極めて重要である。 EX 共通 CL1141 : 「臨床検査法提要改訂第 35 版」				