

| | | | | |
|-------------------|---------|--|-----------------|----|
| HRD(my choice) | | P000041 | | |
| HRD(my choice) | | 担当部署 | | |
| HRD(my choice) | | 病理 | | |
| 検査オーダー | | | | |
| 患者同意に関する要求事項 | | 該当なし | | |
| オーダー手順 | 1 | サイボウズ→ファイル管理→54. 病理診断科→遺伝子解析依頼申請書→ ※専用依頼書が必要 | | |
| | 2 | | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| 検査に影響する臨床情報 | | 1) 10%中性緩衝ホルマリンの固定時間が6時間未満 72時間以上 2) 未染スライドで6週間以上放置されていたもの 3) コーティング加工がされていないスライドガラス | | |
| 検査受付時間 | | 8:15~16:00 | | |
| 検体採取・搬送・保存 | | | | |
| 患者の事前準備事項 | | 手術、及び内視鏡、穿刺等の侵襲的検体採取では様々な準備が必要となるため、各々の担当医師、担当看護師等の指示に従う。 | | |
| 検体採取の特別なタイミング | | 治療の前 | | |
| 検体の種類 | 採取管名 | 内容物 | 採取量 | 単位 |
| 1 未染スライドガラス | スライドケース | 無 | 5~ ※腫瘍面積による。 | 枚 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 検体搬送条件 | | 室温 | | |
| 検体受入不可基準 | | オーダーがない。 | | |
| 保管検体の保存期間 | | パラフィンブロック：半永久 * 保管検体から再検査をオーダーする場合は要連絡 | | |

| 検査結果・報告 | | | | | | |
|----------|------|--|------|------|------|------|
| 検査室の所在地 | | 病院棟 3 階 病理診断科 | | | | |
| 測定時間 | | 18～23 日 | | | | |
| 生物学的基準範囲 | | 該当なし | | | | |
| 臨床判断値 | | 変異ありもしくは変異なし | | | | |
| 基準値 | | | | | 単位 | 該当なし |
| 共通低値 | 共通高値 | 男性低値 | 男性高値 | 女性低値 | 女性高値 | |
| 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| パニック値 | 高値 | 該当なし | | | | |
| | 低値 | 該当なし | | | | |
| 生理的変動要因 | | 該当なし | | | | |
| 臨床的意義 | | 本検査は、腫瘍組織から抽出したゲノム DNA のゲノム不安定性の状態（GIS）の評価により相同組換え修復欠損（HRD）を検出し、また、腫瘍組織から抽出したゲノム DNA 中の BRCA1 又は BRCA2 遺伝子変異を検出し、ニラパリブ、オラパリブの単剤投与、又はオラパリブとベバシズマブとの併用投与の卵巣癌患者への適応を判定するための補助に用いられます。 | | | | |