

IgG		1501000
IgG		担当部署
		生化
検査オーダー		
患者同意に関する要求事項		特記事項なし
オーダー手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*1.頻用→
	2	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→免疫・自己抗体→
	3	
	4	
	5	
検査に影響する臨床情報		特記事項なし
検査受付時間		8 : 15 ~ 16 : 00
検体採取・搬送・保存		
患者の事前準備事項		特記事項なし
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし
検体の種類	採取管名	内容物
1	全血 10 青	分離剤
2	他材料 10 青	分離剤
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
検体搬送条件		室温
検体受入不可基準		1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物 4)粘性のある検体
保管検体の保存期間		冷蔵・2 週間(追加検査については、検査室に要問合せ)
検査結果・報告		

検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部				
測定時間		当日中～翌日				
生物学的基準範囲		861-1747mg/dL 日本臨床検査標準化協議会 共用基準範囲				
臨床判断値		設定なし				
基準値					単位	mg/dL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
861	1747	設定なし	設定なし	設定なし	設定なし	
パニック値	高値	設定なし				
	低値	設定なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		<p>免疫グロブリン G(immunoglobulinG:IgG)は、B 細胞が産生する分子量が約 15 万の生体防御の要になるタンパク質である。</p> <p>血中 IgG は各種免疫不全症、感染症、腫瘍、自己免疫性疾患などの抗体産生系が異常をきたす疾患のモニタリング、病状把握のため測定する。</p> <p>日本臨床第 7 版 5,2009</p>				