

*HIV-1 定量/RT-PCR(TaqMan)		2420500
TaqManHIV1		担当部署
検査オーダー		外注
患者同意に関する要求事項	特記事項なし	
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→
	2	
	3	
	4	
	5	
検査に影響する臨床情報	特記事項なし	
検査受付時間	8 : 15 ~ 16 : 00	
検体採取・搬送・保存		
患者の事前準備事項	特記事項なし	
検体採取の特別なタイミング	汚染の影響を受けやすい検査法のため、核酸増幅法以外の検査項目との重複依頼は避けてください。採血後、遠心分離を行い血球成分と血漿を確実に分離して、冷蔵保存にてご提出ください。	
検体の種類	採取管名	内容物
1	全血	紫 分離剤入
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-
採取量	単位	
8	mL	
検体搬送条件	室温	
検体受入不可基準	1)採取容器違いの検体 2)バーコードラベルの貼られていない検体 3)固形物	
保管検体の保存期間	検査委託先で 2 週間	
検査結果・報告		

検査室の所在地		株式会社 BML 総合研究所 350-1101 川越市的場 1361-1				
測定時間		3～5日				
生物学的基準範囲		設定根拠については外注検査室に問合せ				
臨床判断値		設定根拠については外注検査室に問合せ				
基準値					単位	U°-/mL
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
パニック値	高値	該当なし				
	低値	該当なし				
生理的変動要因		特記事項なし				
臨床的意義		外注項目の為省略				